

quant.	Parameter	Artikelnummer	CE Zertifizierung	Ausgangsmaterial	Ausgangsvolumen (µL)	Detektionsbereich	Testzeit (min)	Tests, Stk.
Hormone	Standard F β-hCG FIA	31B12003	Ja	Blut/Serum	50	5-1500 mIU/mL	Blut: 15/Serum: 10	20
	Standard F freies T4 FIA	31B12008	Ja	Serum	50	1-100 pmol/L	15	20
	Standard F LH FIA Reagenzien	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	20	1-100 mIU/mL	Blut: 15/Serum: 10	20
	Standard F T4 FIA	31B12010	Ja	Serum	50	20-300 nmol/L	15	20
	Standard F TSH FIA (Serum)	31B12001	Ja	Serum	35	0,1-10mIU/L	15	20
	Standard F TSH-II FIA (Vollblut)	31B12007	Ja	Blut/Serum	100	0,1-100mIU/L	15	20
	Standard F Vitamin D	31B12012	Ja	Serum/Plasma	35	8 - 100ng/mL	45	20
Biomarker	Standard F CK-MB FIA	31B11009	Ja	Blut/Serum	100	1-200 ng/mL	3	20
	Standard F CRP FIA	31B14001	Ja	Blut/Serum/Plasma	5	Blut: 1-150 mg/L, Serum/Plasma: 1-130mg/L	3	20
	Standard F D-Dimer FIA	31B11002	Ja	Blut/Plasma	10	25-5000 ng/mL	7	20
	Standard F HbA1c FIA	31B16001	Ja	Blut	5	4-15%	3	20
	Standard F hs-CRP FIA	31B11001	Ja	Blut/Serum/Plasma	5	0,1-15 mg/L	3	20
	Standard F iFOB FIA	31B15001	Ja	Stuhl	3 Tropfen	25-100 ng/mL	5	20/50
	Standard F NT-proBNP FIA	31B11007	Ja	Blut/Serum	100	50-25000 pg/mL	15	20
	Standard F PCT FIA	31B12005	Ja	Blut/Serum/Plasma	100	0,05- 50 ng/ML	15	20
	Standard F PCT Serum FIA	-	Ja	Serum	50	0,1-50 ng/mL	15	20
	Standard F PSA FIA	31B15003	Nein	Blut/Serum/Plasma	Blut: 20, Serum/ Plasma:100	Blut: 0,1-100 ng/mL, Serum/Plasma: 2-100 ng/mL	10	20
	Standard F Tnl FIA (Troponin)	31B11003	Ja	Blut/Serum	100	0,05-20 ng/mL	10	20
	Standard F U-Albumin FIA	31B16003	ja	Urin	3	5-250 mg/L	5	20

Semi-quant.	Parameter	Artikelnummer	CE Zertifizierung	Ausgangsmaterial	Ausgangsvolumen (µL)	Testzeit (min)	Tests, Stk.
Bakterien	Standard F Clostridium difficile GDH FIA	31B13003	Ja	Stuhl	-	15	25
	Standard F Clostridium difficile Toxin A/B FIA	31B13004	Ja	Stuhl	-	15	25
	Standard F Helicobacter pylori Ag FIA	31B13005	Ja	Stuhl	-	10	25
	Standard F Legionella pneumophila Antigen FIA	31B10004	Ja	Urin	100	5-15	25
	Standard F Lyme IgM/IgG FIA	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
	Standard F Strep A Antigen FIA	31B10002	Ja	Rachenabstrich	-	5	25
	Standard F Streptococcus pneumoniae Antigen FIA	31B10005	Ja	Urin, CSF	100	5-10	25
	Standard F Syphilis Ab FIA	31B17002	Ja	Blut/Serum/Plasma	Blut: 20, Serum/Plasma: 10	5-15	25
	Standard F Tsutsugamushi IgM/IgG	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
Viren	Standard F Chikungunya IgM/IgG FIA	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
	Standard F COVID-19 Ag nasal FIA	31B10011	Ja	Nasenabstrich/Transportmedium	- /350	15	25
	Standard F COVID-19 Ag FIA	31B10008	Ja	Nasopharyngealer Abstrich/Transportmedium	- /350	15-30	25
	Standard F COVID-19 Ag/Influenza FIA	31B10010	Ja	Nasopharyngealer Abstrich/Nasenabstrich	-	15	25
	Standard F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA	31B10009	Ja	Blut/Serum/Plasma	Blut: 20, Serum/Plasma: 10	15	40
	Standard F SARS-CoV-2 nAb FIA	31B10012	Ja	Serum/Plasma	2 x 100	35	2 x 10*
	Standard F Dengue IgM/IgG FIA	31B18002	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
	Standard F Dengue NS1 Ag FIA	31B18001	Ja	Blut/Serum/Plasma	100	5-15	25
	Standard F HAV IgM FIA	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
	Standard F HBsAg FIA	31B16006	Nein	Blut/Serum/Plasma	100	20	25
	Standard F HCV Ab	31B16005	Nein	Blut/Serum/Plasma	10	5-15	25
	Standard F HIV Ag/Ab	31B17001	Nein	Blut/Serum/Plasma	100	15	25
	Standard F Influenza A/B Antigen FIA	31B10001	Ja	Aspirat/Spülung/Nasopharyngealer-Tupfer	-	1,5 -10	25
	Standard F Norovirus Antigen FIA	31B13001	Ja	Stuhl	-	15	25
	Standard F Respiratorischer Adenovirus Ag FIA	31B10007	Ja	Nasopharyngealer-Tupfer/Nasenabstrich	-	5-15	25
	Standard F RSV Antigen FIA	31B10003	Ja	Aspirat/Spülung/Nasopharyngealer-Tupfer	-	5-15	25
	Standard F Zika Ag FIA	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	100	5-15	25
	Standard F Zika IgM FIA	-	Ja	Blut/Serum/Plasma	10	15	25
	Standard Q/F Rotavirus + Adenovirus Antigen	31B33002	Ja	Stuhl	-	20-25	25
	Standard Q/F Rotavirus Antigen	31B33001	Ja	Stuhl	-	15-20	25

*Je 10 Testkassetten für WT/UK und SA/BRA